


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cdkn3 다클론 항체 - Q16667

품목 번호: CM0019319



소개

인간 CDKN3에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, Western blot, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 세포 주기 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDKN3 토끼 pAb
비고/별칭	KAP; CDH1; CIP2; KAP1; CDKN3
종	인간
유전자 ID (인간)	1033
유전자 ID	1033
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q16667
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩