

Wb, Elisa용 항-Cdsn 토끼 다클론 항체 - Q15517

품목 번호: CM0015097

소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 고품질 항-CDSN 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 보입니다. 표피 장벽 및 피부 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDSN 토끼 pAb
비고/별칭	PSS; HTSS; PSSI; HTSSI; HYPT2; CDSN
종	인간
유전자ID (인간)	1041
유전자ID	1041
면역원	합성 펩타이드 인간 CDSN (NP_001255.3)의 아미노산 100-200번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15517
단백질 분자량	52kDa
배송 방법	아이스 팩