

Wb 및 Elisa용 항-Cdxr2 토끼 단클론 항체 - Q99626

품목 번호: CM0003450



소개

인간 CDX2(Q99626)를 표적으로 하는 고성능 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 CDX2와 교차 반응합니다. 장 상피 연구, 대장암 연구 및 전사 조절 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] CDX2 토끼 mAb
비고/별칭	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; X2
종	인간
유전자 ID (인간)	1045
유전자 ID	1045
면역원	인간 CDX2(Q99626)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q99626
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스 팩 포장