

Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cdx2 Rabbit Monoclonal Antibody - Q99626

품목 번호: CM0002453



소개

WB, IP, IF-P, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-CDX2 rabbit monoclonal antibody입니다. 사람, 쥐, 랫트 CDX2를 인식하며, 장 발달 및 분화의 핵심적인 homeobox 전사 인자입니다. 장 생물학 및 종양학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	[KD Validated] CDX2 Rabbit mAb
비고/별칭	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; X2
종(Species)	사람(Human)
Gene ID (사람)	1045
Gene ID	1045
면역원(Immunogen)	사람 CDX2 (Q99626)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q99626
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)