


Wb, Elisa용 Anti-Cdy1B 폴리클론항체 - Q9Y6F8

품목 번호: CM0016053



소개

인간 CDY1B를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 히스톤 아세틸트랜스퍼라제 활성을 지닌 고환 특이적 크로마틴 변형 인자를 검출하며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 정자 형성 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDY1B Rabbit pAb
비고/별칭	CDY; CDY1B
종	인간
GeneID	253175
면역원	인간 CDY1B (NP_001003895.1)의 아미노산 60-320에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9Y6F8
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백