

Wb, Elisa용 항-Cdyl2 토끼 다클론 항체 - Q8N8U2

품목 번호: CM0031091



소개

크로모도메인 Y 유사 단백질 2(CDYL2/PCCP1)에 특이적인 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 핵 단백질 및 후성유전학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDYL2 토끼 pAb
비고/별칭	PCCP1; CDYL2
종	인간
유전자ID (인간)	124359
유전자ID	124359
면역원	인간 CDYL2 (NP_689555.2)의 아미노산 60-230에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N8U2
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩