

Wb, Elisa용 항-Ceacam5(Cea/Cd66E) 토끼 다클론 항체 - P06731

품목 번호: CM0018146



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 CEACAM5 토끼 다클론 항체. 인체 암태아성 항원(CEA/CD66e), 약 77 kDa을 인식합니다. 대장암 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CEACAM5 토끼 pAb
비고/별칭	CEA; CD66e; CEACAM5
종	인간
GeneID (인간)	1048
GeneID	1048
면역원	인간 CEACAM5(NP_001278413.1)의 아미노산 35-685에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06731
단백질 분자량	77 kDa
배송	아이스팩