

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ceacam5 단클론 항체 - P06731

품목 번호: CM0002657



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 고품질 마우스 항인간 CEACAM5 단클론 항체입니다. 재조합 면역원 (아미노산 35-685). CEA/CD66e를 인식합니다. 암 연구, 세포 부착 연구 및 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CEACAM5 마우스 mAb
비고/별칭	CEA; CD66e; CEACAM5
종	인간
유전자 ID (인간)	1048
유전자 ID	1048
면역원	인간 CEACAM5의 35-685 아미노산을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	마우스
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P06731
단백질 분자량	77kDa
배송 방식	아이스백