

Wb, Elisa용 항Ceacam5 다클론 항체 - P06731

품목 번호: CM0017060



소개

인간 CEACAM5(CEA, CD66e)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 세포 접착, 종양 진행 연구 및 결장직장암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CEACAM5 토끼 pAb
비고/별칭	CEA; CD66e; CEACAM5
종	인간
유전자 ID (인간)	1048
면역원	인간 CEACAM5(P06731)의 아미노산 1-702에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P06731
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스백