

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ceacam5 토끼 단일클론 항체 - P06731

품목 번호: CM0005188



소개

사람 CEACAM5 (CEA/CD66e)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC 파라핀, ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포외 도메인에 걸친 재조합 면역원을 사용하며, 세포 부착, 종양 진행 및 대장암 연구에 이상적입니다. 인간과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CEACAM5 Rabbit mAb
비고/별칭	CEA; CD66e; CEACAM5
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1048
GeneID	1048
면역원(Immunogen)	사람 CEACAM5 (NP_004354.3)의 아미노산 35-685에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P06731
단백질 분자량	77kDa
배송(Shipping)	아이스백