

Anti-Ceacam5/Cd66E Rabbit Monoclonal Antibody () For Flow Cytometry
- P06731

품목 번호: CM0012599



소개

유세포 분석용 접합 토끼 항-인간 CEACAM5/CD66e (CEA) 단일클론 항체. 세포 접착 및 종양 진행과 관련된 76 kDa 당단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CEACAM5/CD66e mAb
비고/별칭	CEACAM5; CD66e; CEA; carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	1048
항원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CEACAM5/CD66e(NP_004354.3)의 아미노산 35-685에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	Human
SWISS	P06731
단백질 분자량	76kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)