


Wb, Elisa용 Anti-Ceacam6 단클론 항체 - P40199

품목 번호: CM0003990



소개

WB 및 ELISA용 인간 CEACAM6 (CD66c)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 재조합 면역원 (aa 35-320)은 종양 진행 및 호중구 상호작용과 관련된 이 37kDa 세포 부착 단백질을 표적으로 합니다. Swiss-Prot: P40199.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CEACAM6 Rabbit mAb
비고/별칭	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	4680 (Human)
면역원	인간 CEACAM6 (NP_002474.4)의 아미노산 35-320을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P40199
단백질 크기	37kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)