


Wb, If, Elisa용 Anti-Ceacam6 단일클론 항체 - P40199

품목 번호: CM0011333



소개

인간 CEACAM6 (CD66c)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포 부착, 종양 진행 및 호중구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CEACAM6 Rabbit mAb
비고/별칭	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4680
GeneID	4680
면역원	인간 CEACAM6 (P40199)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P40199
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)