


Wb, Elisa용 Anti-Ceacam6 폴리클로날 항체 - P40199

품목 번호: CM0026644



소개

인간 CEACAM6에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스 CEACAM6을 인식하며, 세포 부착 및 종양 진행 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CEACAM6 Rabbit pAb
비고/별칭	NCA; CEAL; CD66c; CEACAM6
종	인간
GeneID (Human)	4680
GeneID	4680
면역원	인간 CEACAM6 (NP_002474.4)의 아미노산 35-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P40199
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백