

Anti-Cebp Delta/Cebpd Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P49716

품목 번호: CM0018571

소개

Human CEBP Delta/CEBPD (P49716)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 면역 및 염증 반응에서 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CEBP Delta/CEBPD Rabbit pAb
비고/별칭	CELF; CRP3; C/EBP-delta; NF-IL6-beta; CEBP Delta/CEBPD
종	Human
GeneID (human)	1052
면역원	Human CEBP Delta/CEBPD (NP_005186.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse
SWISS	P49716
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백