


Wb, Elisa용 Anti-C/Ebpa 폴리클로날 항체 - P49715

품목 번호: CM0023518



소개

C/EBPα (CEBPA)에 특이적인 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스와 교차반응. 골수계 분화, 지방생성, 간 기능 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	C/EBPα Rabbit pAb
비고/별칭	CEBP; C/EBP-alpha; C/EBPα
종	인간
GeneID (Human)	1050
GeneID	1050
면역원	합성 펩타이드 인간 C/EBPα(NP_004355.2)의 아미노산 150-250에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P49715
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백