


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cebpa 토끼 다클론 항체 - P49715

품목 번호: CM0016492



소개

인간 CEBPA(C/EBP-alpha)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 골수성 분화, 지방생성 및 간 형성에서 전사 인자 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CEBPA 토끼 pAb
비고/별칭	CEBP; C/EBP-alpha; CEBPA
종	인간
GeneID (인간)	1050
GeneID	1050
면역원	인간 CEBPA(NP_004355.2)의 아미노산 111-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P49715
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩