

Wb용 항Cebpg 다클론 항체 - P53567

품목 번호: CM0029926

소개

CEBPG 전사인자는 면역 유전자를 조절합니다. 본 토끼 다클론 항체는 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 인간 및 생쥐 CEBPG를 검출하여 유전자 조절 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CEBPG 토끼 pAb
비고/별칭	GPE1BP; IG/EBP-1; CEBPG
종	인간
GeneID (인간)	1054
GeneID	1054
면역원	인간 CEBPG (NP_001797.1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P53567
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩