

Wb 및 Elisa용 항-Cel 다클론 항체 - P19835

품목 번호: CM0028476



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 토끼 항-CEL 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 CEL을 검출합니다. 지질 소화 및 췌장 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CEL 토끼 pAb
비고/별칭	BAL; FAP; BSDL; BSSL; CELL; FAPP; LIPA; CEase; MODY8; CEL
종	인간
유전자 ID (인간)	1056
유전자 ID	1056
면역원	인간 CEL(NP_001798.2)의 아미노산 350-550에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P19835
단백질 분자량	79kDa
배송 방식	아이스 팩