

Wb, If-P, Elisa용 항-Cela2A 다클론 항체 - P08217

품목 번호: CM0024407

소개

인간 CELA2A(엘라스테이즈-2A)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 당뇨병, 인슐린 신호 전달 및 포도당 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CELA2A 토끼 pAb
비고/별칭	PE-1; AOMS4; ELA2A; CELA2A
종	인간
유전자ID (인간)	63036
유전자ID	63036
면역원	인간 CELA2A (NP_254275.1)의 아미노산 80-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P08217
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스백