


Wb, Ip, Elisa용 항-Celf1 단클론 항체 - Q92879

품목 번호: CM0003926



소개

인간 CELF1(CUGBP Elav-like family member 1)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, IP, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 전사후 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CELF1 토끼 mAb
비고/별칭	CUGBP; NAB50; NAPOR; CUG-BP; CUGBP1; hNab50; BRUNOL2; EDEN-BP; CELF1
종	인간
유전자 ID (인간)	10658
유전자 ID	10658
면역원	합성 펩타이드 인간 CELF1(Q92879)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92879
단백질 분자량	52kDa
배송 방법	아이스팩