


Anti-Celf1 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용) - Q92879

품목 번호: CM0025945



소개

사람 CELF1 (CUGBP1)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 대안적 스플라이싱 및 번역 조절에서 RNA 결합 단백질 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CELF1 Rabbit pAb
비고/별칭	CUGBP; NAB50; NAPOR; CUG-BP; CUGBP1; hNab50; BRUNOL2; EDEN-BP; CELF1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	10658
GeneID	10658
면역원(Immunogen)	사람 CELF1 (NP_941989.1)의 아미노산 108-483에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q92879
단백질 분자량(Protein Weight)	52kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)