


Wb 및 Elisa용 항-Celf2 다클론 항체 - O95319

품목 번호: CM0029433



소개

스플라이싱, mRNA 안정성 및 번역을 조절하는 RNA 결합 단백질인 인간 CELF2에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, RNA 생물학 및 신경 질환 연구에서 연구용으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CELF2 토끼 pAb
비고/별칭	ETR3; DEE97; ETR-3; NAPOR; CELF-2; CUGBP2; BRUNOL3; CUG-BP2; CELF2
종	인간
유전자ID	10659
면역원	인간 CELF2 (NP_006552.3)의 아미노산 422-521에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O95319
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스백