

## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Celf5 다클론 항체 - Q8N6W0

품목 번호: CM0020315



### 소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 CELF5 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다. RNA 스플라이싱 조절자인 BRUNOL5를 표적으로 하며, 뇌 및 심장 연구에 유용합니다. - Q8N6W0

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CELF5 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | CELF-5; BRUNOL5; BRUNOL-5; CELF5                              |
| 종           | 인간                                                            |
| 유전자 ID (인간) | 60680                                                         |
| 면역원         | 인간 CELF5(NP_001166144.1)의 아미노산 1-45에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼                                                            |
| 분류          | 다클론 항체                                                        |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                             |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                       |
| SWISS       | Q8N6W0                                                        |
| 단백질 분자량     | 52kDa                                                         |
| 배송          | 아이스팩                                                          |