

Wb, Elisa용 Anti-Cenexin1/Odf2 토끼 단일클론 항체 - Q5Bjf6

품목 번호: CM0011105

소개

인간 Cenexin1/ODF2에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 정자 꼬리 외부 치밀 섬유와 중심체에 존재하는 스캐폴드 단백질을 표적으로 하며, 예측 분자량은 95 kDa입니다. 정자 형성 및 중심체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cenexin1 / ODF2 토끼 mAb
비고/별칭	CT134; ODF84; ODF2/1; ODF2/2; Cenexin1 / ODF2
종	인간
GeneID (인간)	4957
면역원	인간 Cenexin1 / ODF2(Q5BJF6)의 아미노산 730-829 구간에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q5BJF6
단백질 중량	95kDa
배송	아이스백