


## Anti-Cenpa Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P49450

품목 번호: CM0020166



### 소개

인간 CENPA(centromere protein A)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 중심체 정체성, 동원체 조립, 유사분열 진행에 관한 연구에 사용됨.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CENPA Rabbit pAb                                                |
| 비고/별칭       | CenH3; CENP-A; CENPA                                            |
| 종           | 인간                                                              |
| 유전자 ID (인간) | 1058                                                            |
| 유전자 ID      | 1058                                                            |
| 면역원         | 합성 펩타이드: 인간 CENPA (NP_001800.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드. |
| 원천          | 토끼                                                              |
| 범주          | 폴리클론 항체                                                         |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                       |
| 교차 반응성      | 인간                                                              |
| SWISS       | P49450                                                          |
| 단백질 분자량     | 16kDa                                                           |
| 배송          | 아이스백                                                            |