

Anti-Cenpb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P07199

품목 번호: CM0021240



소개

사람 주요 동원체 자가항원 B(CENPB)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 동원체 및 크로마틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CENPB Rabbit pAb
비고/별칭	CENPB
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	1059
GeneID	1059
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 CENPB (NP_001801.1)의 아미노산 500에서 C-말단(C-terminus)까지의 서열 내 해당 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P07199
단백질 분자량	65kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)