


Anti-Cenpc Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q03188

품목 번호: CM0012609



소개

인간 CENPC (Centromere protein C, ~107 kDa)를 표적하는 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었으며 랫트(Rat)와의 교차 반응성을 가집니다. 키네토코어 및 동정체(centromere) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CENPC Rabbit mAb
비고/별칭	MIF2; hcp-4; CENP-C; CENPC1; CENPC
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1060
유전자 ID	1060
항원(Immunogen)	인간 CENPC (Q03188)의 아미노산 380-520에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 랫트(Rat)
SWISS	Q03188
단백질 분자량	107kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)