

Wb, Elisa용 Anti-Cenpf 폴리클로날 항체 - P49454

품목 번호: CM0021860

소개

CENPF(센트로미어 단백질 F)를 타겟으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 키네토코어 기능, 염색체 분리 및 세포 주기 진행에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CENPF Rabbit pAb
비고/별칭	CENF; hcp-1; CILD31; STROMS; PRO1779; CENPF
종(Species)	Human
GeneID (Human)	1063
GeneID	1063
면역원(Immunogen)	인간 CENPF (NP_057427.3)의 아미노산 1730-1890에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P49454
단백질 분자량	358kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)