


Wb, Elisa용 Anti-Cenpk 폴리클로날 항체 - Q9Bs16

품목 번호: CM0025405



소개

인간 반응성을 가진 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-CENPK 토끼 폴리클로날 항체. 염색체 분리 및 유사분열 연구에 필수적인 키네토코어 구성 요소인 중심체 단백질 K를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CENPK Rabbit pAb
비고/별칭	P33; Solt; CENP-K; FKSG14; AF5alpha; CENPK
종	인간
GeneID	64105
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BS16
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백