

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cep55 폴리클로널 항체 - Q53Ez4

품목 번호: CM0028718



소개

사람, 마우스, 랫트의 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Anti-CEP55 Rabbit 폴리클로널 항체입니다. 55 kDa의 센트로솜 단백질을 표적하며, 세포 분열 후기 및 세포질 분열에 핵심적인 역할을 하여 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CEP55 Rabbit pAb
비고/별칭	CT111; MARCH; URCC6; C10orf3; CEP55
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	55165
유전자 ID	55165
면역원(Immunogen)	재조합 단백질/사람 CEP55 (NP_060601.3)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q53EZ4
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)