

Wb, Elisa용 Anti-Cep57L1 폴리클로날 항체 - Q8Iyx8

품목 번호: CM0024983

소개

사람(Human) 샘플에 대해 WB 및 ELISA로 검증된 토끼 폴리클로날 anti-CEP57L1 항체입니다. 미세소관 부착과 관련된 중심체 단백질을 표적하며, 세포 분열 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Anti-CEP57L1 폴리클로날 항체
비고/별칭	cep57R; C6orf182; bA487F23.2; CEP57L1
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	285753
유전자 ID	285753
면역원(Immunogen)	사람 CEP57L1 (NP_776191.1)의 아미노산 1-167에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	Q8IYX8
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)