

Wb 및 Elisa용 Anti-Cep68 폴리클론항체 - Q76N32

품목 번호: CM0024597

소개

인간 CEP68를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 중심체 응집, CDK5RAP2 국소화 및 루틀레틴 필라멘트 형성 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CEP68 Rabbit pAb
비고/별칭	KIAA0582; CEP68
종	인간
GeneID (Human)	23177
GeneID	23177
면역원	인간 CEP68 (NP_001306030.1)의 아미노산 1-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q76N32
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백