

Wb, Elisa용 Anti-Cep83 토끼 다클로날 항체 - Q9Y592

품목 번호: CM0030677

소개

인간 CEP83 (CCDC41/NPHP18)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 샘플의 CEP83 검출에 적합합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CEP83 Rabbit pAb
비고/별칭	CCDC41; NPHP18; NY-REN-58; CEP83
종	인간
유전자 ID (인간)	51134
면역원	인간 CEP83 (NP_057206.2)의 아미노산 34-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y592
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백