

Anti-Cereblon (Crbn) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Sw2

품목 번호: CM0030958



소개

사람 cereblon (CRBN)을 표적하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에 대해 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차 반응하며, 유비퀴틴 매개 분해, 신경생물학 및 면역조절 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CRBN Rabbit pAb
비고/별칭	MRT2; MRT2A; CRBN
종	사람
유전자 ID (사람)	51185
유전자 ID	51185
면역원	사람 CRBN (NP_057386.2?)의 아미노산 1-280 서열에 대응하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q96SW2
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백