

Wb, Elisa용 Anti-Cerk 토끼 다클론 항체 - Q8Tct0

품목 번호: CM0019109

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 인간 세라마이드 키나아제(CERK)에 대한 토끼 다클론 항체이며, 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 보입니다. 세라마이드-1-인산 신호전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CERK 토끼 pAb
비고/별칭	LK4; hCERK; dA59H18.2; dA59H18.3; CERK
종	인간
유전자 ID (인간)	64781
유전자 ID	64781
면역원	합성 펩타이드: 인간 CERK(NP_073603.2)의 아미노산 400번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8TCT0
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스팩