


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항세룰로플라스민 단클론 항체 - P00450

품목 번호: CM0003185



소개

인간 세룰로플라스민(CP)에 대한 토끼 재조합 단클론 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 철 대사 및 구리 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	세룰로플라스민 토끼 mAb
비고/별칭	CP-2; AB073614; 세룰로플라스민
종	인간
GeneID (인간)	1356
GeneID	1356
면역원	인간 세룰로플라스민(NP_000087.1)의 아미노산 366-572에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00450
단백질 분자량	122kDa
배송	아이스 팩