


If-P, Elisa용 항세룰로플라스민 토끼 다클론 항체 - P00450

품목 번호: CM0014311



소개

인간 세룰로플라스민을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IF-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 철 대사 및 페록시다제 활성 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	세룰로플라스민 토끼 pAb
비고/별칭	CP-2; AB073614; 세룰로플라스민
종	인간
유전자 ID (인간)	1356
유전자 ID	1356
면역원	제조항 단백질 인간 세룰로플라스민의 아미노산 680-790에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질(NP_000087.1).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P00450
단백질 중량	122kDa
배송	아이스백