


Wb, Elisa용 Anti-Ces1 폴리클로날 항체 - P23141

품목 번호: CM0019548



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 인간 CES1에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 해독, 약물 대사 및 지질 대사 연구에서 간 카복실에스테라제 1 연구에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CES1 Rabbit pAb
비고/별칭	CEH; REH; TGH; ACAT; CE-1; CES2; HMSE; SES1; HMSE1; PCE-1; hCE-1; CES1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1066
GeneID	1066
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P23141
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)