


## Wb, If-P, Elisa용 Anti-Ces1 Rabbit Monoclonal Antibody - P23141

품목 번호: CM0002085



### 소개

인간 CES1(카르복실에스테라제 1)에 대한 토끼 단일클론 항체. WB, IF-P, ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 63 kDa 단백질을 검출합니다. 약물 대사, 지질 연구 및 바이오마커 연구에 유용합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | CES1 Rabbit mAb                                                        |
| 비고/별칭   | CEH; REH; TGH; ACAT; CE-1; CES2; HMSE; SES1; HMSE1; PCE-1; hCE-1; CES1 |
| 종       | 인간                                                                     |
| 유전자 ID  | 1066                                                                   |
| 면역원     | 합성 펩타이드 인간 CES1 (P23141)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.               |
| 원천      | 토끼                                                                     |
| 범주      | 단일클론 항체                                                                |
| 적용 분야   | WB, IF-P, ELISA                                                        |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                                            |
| SWISS   | P23141                                                                 |
| 단백질 분자량 | 63kDa                                                                  |
| 배송      | 아이스백                                                                   |