

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ces2 다클론 항체 - O00748

품목 번호: CM0016362

소개

인간 CES2(코카인 에스터레이스, O00748)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 약물 대사 및 해독 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CES2 토끼 pAb
비고/별칭	iCE; CE-2; PCE-2; CES2A1; CES2
종	인간
GeneID (인간)	8824
GeneID	8824
면역원	인간 CES2(NP_003860.3)의 아미노산 310-410 구간에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O00748
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스팩