

Wb, Elisa용 Anti-Cetn1 토끼 다클로날 항체 - Q12798

품목 번호: CM0030812

소개

사람, 쥐, 랫트의 센트린-1(CETN1)을 인식하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 센트리오솜 및 미세소관 조직 센터 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CETN1 Rabbit pAb
비고/별칭	CEN1; CETN; CETN1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	1068
유전자 ID	1068
면역원(Immunogen)	사람 CETN1 (NP_004057.1)의 아미노산 1-172에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q12798
단백질 분자량	20kDa
배송(Shipping)	아이스백