

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cetn2 토끼 다클론 항체 - P41208

품목 번호: CM0020086



소개

사람, 마우스, 랫드에서 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 CETN2에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 중심체 기능, DNA 복구 및 mRNA 수출에 관여합니다. 세포 생물학 및 게놈 안정성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CETN2 토끼 pAb
비고/별칭	CALT; CEN2; CETN2
종	사람
GeneID (사람)	1069
GeneID	1069
면역원	사람 CETN2의 아미노산 1-172(NP_004335.1)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P41208
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스팩