

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Cetn3 다클론 항체 - O15182

품목 번호: CM0025730

소개

CETN3 토끼 다클론 항체는 웨스턴 블롯, 면역조직화학, 면역형광 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. mRNA 수출에 관여하는 중심체 및 핵공 구성요소인 센트린-3을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CETN3 토끼 pAb
비고/별칭	CEN3; CDC31; CETN3
종	인간
유전자 ID (인간)	1070
유전자 ID	1070
면역원	인간 CETN3 (NP_004356.2)의 아미노산 1-167에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15182
단백질 분자량	20kDa
배송 방식	아이스 팩