


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cetp 토끼 다클론 항체 - P11597

품목 번호: CM0014046



소개

Western blot(WB), 면역조직화학(IHC-P) 및 ELISA에 사용되는 인간 CETP에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 콜레스테롤 대사, 지질 수송 및 죽상동맥경화증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CETP 토끼 pAb
비고/별칭	BPIFF; HDLCQ10; CETP
종	인간
GeneID(인간)	1071
면역원	인간 CETP(NP_000069.2)의 아미노산 300-493에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P11597
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백