

Anti-Cfap20 (C16Orf80) 웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 폴리클론 항체 - Q9Y6A4

품목 번호: CM0026789



소개

인간 C16orf80/CFAP20를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 섬모 운동성 및 축삭 조직화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	C16orf80 토끼 pAb
비고/별칭	GTL3; BUG22; EVORF; fSAP23; C16orf80
종	인간
GeneID (인간)	29105
GeneID	29105
면역원	인간 C16orf80 (NP_037374.1)의 아미노산 94-193에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y6A4
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백