

## Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cfap20/Gtl3 토끼 단클론 항체 - Q9Y6A4

품목 번호: CM0007151



### 소개

인간 CFAP20/GTL3를 인식하는 토끼 단클론 항체입니다(마우스, 래트도 교차 반응성이 있습니다). WB, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 표적 단백질은 섬모/편모 축삭 구조, 운동성 및 폴리글루타밀화에서 핵심 역할을 합니다. 섬모병 및 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명        | CFAP20/GTL3 토끼 단클론 항체                                           |
| 비고/별칭      | GTL3; BUG22; EVORF; fSAP23; C16orf80; CFAP20/GTL3               |
| 종          | 인간                                                              |
| 유전자ID (인간) | 29105                                                           |
| 유전자ID      | 29105                                                           |
| 면역원        | 인간 CFAP20/GTL3 (NP_037374.1)의 아미노산 94-193번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. |
| 기원         | 토끼                                                              |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                          |
| 적용 분야      | WB, IHC-P, ELISA                                                |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                     |
| SWISS      | Q9Y6A4                                                          |
| 단백질 분자량    | 23kDa                                                           |
| 배송         | 아이스 팩                                                           |