


Wb, Elisa용 항-Cfap44 다클론 항체 - Q96Mt7

품목 번호: CM0013828



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합한 인간 CFAP44(WDR52)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 정자 편모 축삭 구조 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CFAP44 토끼 pAb
비고/별칭	WDR52; SPGF20; CFAP44
종	인간
GeneID (인간)	55779
GeneID	55779
면역원	인간 CFAP44(NP_001157968.1)의 아미노산 180-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96MT7
단백질 분자량	214kDa
배송 방식	아이스백