


Wb, Elisa용 항-Cfd 토끼 단클론 항체 - P00746

품목 번호: CM0003931



소개

인간 보체인자 D(아디핀, Adipsin)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 선천성 면역, 보체 경로 연구 및 진단 원료 조달에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CFD 토끼 단클론 항체
비고/별칭	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; CFD
종	인간
유전자ID (인간)	1675
면역원	인간 CFD(P00746)의 아미노산 26-253에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P00746
단백질 분자량	27kDa
운송 방식	아이스 팩