


Wb, Elisa용 항-Cfd 토끼 다클론 항체 - P00746

품목 번호: CM0027608



소개

인간 CFD(아딕신, 보체 인자 D)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 대안 보체 경로 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CFD 토끼 pAb
비고/별칭	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; CFD
종	인간
유전자ID (인간)	1675
유전자ID	1675
면역원	인간 CFD(NP_001919.2)의 아미노산 26-253에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P00746
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스 팩